

BioFix GL

SUPSTITUT FORMALINA ZA PRIMJENU U HISTOLOGIJU

BioFix GL (supstitut formalina) predstavlja inovativnu generaciju reagensa za fiksaciju tkiva na strukturnoj i molekularnoj razini. Zahvaljujući naprednoj formuli, BioFix GL je **netoksičan i nekancerogen** fiksativ što ga čini sigurnom i učinkovitom alternativom tradicionalnim fiksativima poput formalina. Korištenje BioFix GL-a istovremeno pospješuje zaštitu zdravstvenih djelatnika i okoliša ne ugrožavajući rutinski rad i dijagnostiku.

BioFix GL

500 mL	BFGL-500
1000 mL	BFGL-1L
2500 mL	BFGL-2.5L
5000 mL	BFGL-5L

- ▶ **Učinkovitost:** BioFix GL osigurava visokokvalitetnu fiksaciju tkiva koje se može koristiti u dijagnostičkim postupcima koji uključuju standardna i specijalna bojenja, imunohistokemiju i molekularne citogenetičke analize
- ▶ **Raznovrsnost:** Za fiksaciju svih vrsta tkiva
- ▶ **Kompatibilnost:** Kompatibilan sa svim protokolima za procesiranje i bojenje
- ▶ **Prilagođenost korisniku:** Siguran i spreman za uporabu

Rok trajanja BioFix GL-a je 12 mjeseci kada se čuva na temperaturi između 2°C i 8°C. Proizvod se može transportirati na sobnoj ili ambijentalnoj temperaturi.

